

CÓDIGO: FTP-ID-001
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO
WESCOCIDE GL 28

Desinfectante líquido para instrumental médico
quirúrgico

DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto líquido desinfectante que permite eliminar un amplio espectro de microorganismos del instrumental médico quirúrgico. Su actividad se mantiene por espacio de 28 días

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: 2009DM-0004019
Costa Rica: EMB-CO-16-00280
República Dominicana: 0924-00003-2017

ASPECTO

Líquido incoloro

COMPOSICIÓN

Glutaraldehído.....2%

MECANISMO DE ACCION

La actividad biocida del glutaraldehído resulta de la alquilación de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo y amino presentes en los microorganismos, que altera el ARN, el ADN y la síntesis de proteínas.

ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	10 minutos	99.999%
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 16404)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		

VIDA UTIL
2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Amplia acción microbicida
- Duración estimada en 28 días después de activado.
- Indicado para uso en instrumental médico u odontológico y endoscopios flexibles.
- Biodegradable

RECOMENDACIONES DE USO

Desinfección de Instrumental quirúrgico

MODO DE USO

1. Active agregando todo el contenido de la solución activadora al producto.
2. Vierta el producto en una cubeta plástica con tapa.
3. Sumerja el instrumental, previamente lavado, en el desinfectante por espacio de 20 minutos.
4. Retire el instrumental de la cubeta y enjuague con suficiente agua estéril.
5. Seque completamente el instrumental.
6. Descarte el producto luego de 28 días de uso

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto
- No mezclar con otros productos químicos
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS)



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste consultar al médico.

- Contacto con la piel
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.

- Ingestión
No inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el producto.

• Inhalación
Si presenta síntomas al exponerse al producto trasládese al aire fresco. Si los síntomas persisten consulte un especialista.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Envase rígido (3.785 Litros)

PARTIDA ARANCELARIA

38.08.94.19.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

