

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

INFORMACIÓN TÉCNICA



MARCA REGISTRADA

Wescozyme

NOMBRE DEL PRODUCTO

Detergente Enzimático

COMPOSICIÓN

Cada 100 gramos de producto contiene:

Unidades de actividad Amilasa: 70,06

Unidades de actividad Proteasa: 1,11

DESCRIPCIÓN GENERAL

Wescozyme es un detergente líquido enzimático a base de amilasa y proteasa las cuales permiten una fácil remoción de residuos orgánicos contaminantes del instrumental médico quirúrgico, equipos de terapia respiratoria, endoscopios e instrumentos que acumulen carga orgánica como sangre, vómitos, mucosas y materia fecal.

MODO DE USO

- Diluir 7.5 ml de Wescozyme en un litro de agua
- Introducir el material sucio en la solución preparada, garantizando que quede completamente sumergido.
- Dejar el material en inmersión de 2 a 3 minutos para eliminar el material orgánico.
- Enjuagar con agua de acueducto, destilada o estéril.
- La solución de Wescozyme debe desecharse a diario o cuando esté visiblemente sucia.

RECOMENDACIONES

- No utilizar el producto puro.
- El producto es para uso exclusivo del material médico quirúrgico, no usar en otro tipo de materiales ni en piel.
- Utilice guantes durante todo el procedimiento de lavado del instrumental.
- Evitar ingesta o contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- No mezclar con otros productos.
- Para cualquier situación de peligro remitirse a la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.
- Ingestión:
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- Mantenga almacenado en el envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco y con buena ventilación.
- El envase no debe exponerse a los rayos directos del sol o temperaturas superiores a 30°C.
- Para disponer el envase se debe lavar, retirar la etiqueta y disponer de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes.
- No descargue el producto en efluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras



CARRERA 50 N° 76 D SUR 52
CONMUTADOR: (057-4) 372-0303 FAX: (057-4) 372-

E-mail: medellin@westquimica.com A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

INFORMACIÓN TÉCNICA



fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: INVIMA 2007V-0004379 Vigente hasta el 2017

República Dominicana: Registro en trámite.



CARRERA 50 N° 76 D SUR 52
CONMUTADOR: (057-4) 372-0303 FAX: (057-4) 372-

E-mail: medellin@westquimica.com A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

