Instructivo de Ensamblaje: Carro Porta Electrocardiógrafo

Guía estandarizada para la puesta en servicio y armado rápido del soporte rodante hospitalario.

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL KIT

- Base rodante estrella (5 ruedas)
- Mástil o poste soporte central
- Canasto auxiliar para insumos
- Plancha metálica y contraplaca
- Bandeja porta equipo ECG
- Juego de tornillos y tuercas



Estructura General del Soporte Rodante

Diseñado para proporcionar movilidad segura y estabilidad estructural a electrocardiógrafos en entornos clínicos e intensivos. Cuenta con bandeja adaptable y espacio inferior para almacenamiento de cables y gel conductivo.

Base Estrellada reforzada | **Orificios Multimóvil VESA/STD** | **Pintura Epoxi de Alta Resistencia**

1 Liberación de Fijaciones



Retire los **cuatro pernos y tuercas** situados sobre la contraplaca metálica del canasto organizador.

Conserve la herrería de fijación al alcance para la colocación posterior en el mástil.

2 Montaje del Canasto Auxiliar



Alinee el canasto con el soporte del mástil central.

Adose la **contraplaca metálica** desde el interior del canasto y ajuste firmemente los cuatro tornillos con sus tuercas de seguridad.

3 Acople en Base Estrellada



Inserte el extremo inferior del mástil central de forma vertical en el alojamiento de la **base de 5 ruedas**.

Aplique presión firme hacia abajo hasta lograr un acoplamiento concéntrico y sin holguras.

4 Alojamiento del Electrocardiógrafo



Posicione el dispositivo médico sobre la bandeja superior reclinada.

Asegúrelo alineando la base del equipo con los **orificios de fijación estándar** resaltados en la bandeja superior.

Nota de Seguridad: Verifique periódicamente el ajuste de los tornillos de la bandeja superior y la fluidez en el rodamiento de las ruedas antes de posicionar el equipo biomédico.